

2021年10月

お客様各位殿

朝日ライフサイエンス株式会社

製品に関する重要なお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より朝日ライフサイエンス取扱製品をご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社で販売させて頂いたバイオフィリーザー(下記表)の仕入れ先に於ける同仕様製品(2005年製)が出火元となる火災事故が発生致しました。仕入れ先よりの情報として、当該製品は納入後16年経過で、圧縮機の電装部品の経年劣化に伴い「過熱、部品溶解、出火」に至ったことが原因と報告されております。

このような状況を受け、当該製品と同仕様であるバイオフィリーザー(下記表)に付きましても、お客様に対し、未然に事故を防止するために、仕入れ先による「無償点検および部品交換」を実施する事となりました。

付きましても、下記に記載する対象製品に対する現在の使用状況を確認させて頂きたく存じますので、何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

■対象製品

製品名	型式	販売期間(目安)	本体製造番号(9桁)	ALSシリアル番号
バイオフィリーザー(冷凍庫)	ALS654	2000年2月~2004年12月	7391xxxxx~7704xxxxx	12-2-XXX~16-12-XXX
バイオフィリーザー(冷凍庫)	ALS657	2000年3月~2001年6月	1792xxxxx~1886xxxxx	12-3-XXX~16-12-XXX
		2001年6月~2005年3月	1899xxxxx~2188xxxxx	
		2005年1月~2006年12月	2150xxxxx~2305xxxxx	
バイオフィリーザー(冷凍庫)	ALS655	2000年5月~2005年2月	7424xxxxx~7705xxxxx	12-5-XXX~16-12-XXX
		2004年12月~2006年6月	7713xxxxx~7793xxxxx	
バイオマルチクーラー (冷凍冷蔵庫)直冷式	ALS690	2000年4月~2001年6月	1802xxxxx~1885xxxxx	12-4-XXX~16-12-XXX
		2001年6月~2004年12月	1899xxxxx~2169xxxxx	
		2004年11月~2006年6月	2210xxxxx~2251xxxxx	
バイオマルチクーラー (冷凍冷蔵庫)自動霜取式	ALS695	2000年4月~2001年11月	1793xxxxx~1916xxxxx	12-4-XXX~16-12-XXX
		2001年12月~2004年1月	1958xxxxx~2065xxxxx	

以上