

PLANNER

PRESERVE / PROTECT / NURTURE

英国プラナー社製 **プログラムフリーザー**

KRYO560-16 型

New **コントローラー (MR7)**

2022年6月販売分よりコントローラーがモデルチェンジとなりました。
(一部モデル除く)

バリデーション対応可能です。



特徴

- ★ オプション品であった管理システム“デルタT Ver.7”が、プレインストールされた7インチスクリーンタッチパネル式コントローラーとなり、操作性が向上しました。
- ★ パスワードによる使用者権限の管理が可能に！
- ★ パソコンなしで、運転プログラムや運転履歴の記録保管数が増えました。
- ★ Wifi 接続により、遠隔での各種アラートの受け取りが可能。
- ★ 感熱紙プリンターがなくなり、消耗品が不要に。
- ★ KRYO360 シリーズ、1060 シリーズも本コントローラーに変更となります。

*KRYO750-30については、従来通りパソコンを介したデルタTでの運転となります。


注) ネットワーク接続には関しましては弊社までお問い合わせください。 注) チャンバー側はサイズなど変更ありません。



朝日ライフサイエンス株式会社

デルタTの主な機能

1. プログラム作成
2. フリーザーの運転
3. 動作状況のリアルタイム確認
4. WiFiによる各種アラート発信
5. 使用者名の登録とパスワードによる保護
6. 温度データ カラー表示



仕様

品番	KRYO560-16
内容積	16ℓ
収納数	2mlチューブ×726本(最大) 250ml/500ml血液バッグ×11枚(最大)
外寸(チャンバ)	W650×D420×H450mm
外寸(コントローラ)	W242×D205×H228mm
チャンバ内寸	W230×D230×H350mm
温度制御範囲	+30°C～-180°C
冷却速度	-0.01°C～-50°C/分
加温速度	0.01°C～10°C/分
電源	100V 600VA
重量	約26kg
構成付属品	収納チャンバ/MR7コントローラ/加圧用ヒートポンプ(LNP4)/ ヒートポンプスタンド/ヒートポンプスイッチ/LN2容器(LAB30)/ LN2容器移動用台車/LN2容器レベルスケール/電源安定用トランス ※大型LN2供給容器直結も可能です。

輸入販売元



朝日ライフサイエンス株式会社

本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL(04)2951-7166 FAX(04)2951-7170

西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10
TEL(06)6942-9333 FAX(06)6943-9300

福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-7-14
サンビュー空港ビル 10号
TEL(092)418-1356 FAX(092)418-1309

技術サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL(04)2951-7177 FAX(04)2951-7179

販売店