


PLANER

PRESERVE / PROTECT / NURTURE

- 英国 プラナー社製 プログラムフリーザー (バリデーション対応可能)
対応機種：KRYO560-16 型
用途：骨髄、幹細胞、皮膚、臍帯血などのプロセス凍結
記録：内蔵プリンタは感熱紙タイプで CPC ルームでも運用可能
オプションにて PC 管理も可能



設置運用例



- 凍結用ラックホルダー (オプション選択品)

キャニスター、キャニスターラックは使用する血液バック、キャニスターに合わせて特注も対応します。

➤ チューブ用ラック

ケーン用ラック

バック用キャニスター、キャニスター用ラック




朝日ライフサイエンス株式会社

■ プログラムフリーザー運転ソフト デルタT (オプション選択品)

プログラムフリーザーと連動して運転データの管理が可能となります。

(ソフトインストール済PCにて販売します)

1. プログラム作成
2. フリーザーの運転
3. 動作状況のリアルタイム確認
4. データ転送 (EXCEL など)
5. 使用者名の登録とパスワードによる保護
6. プリンタ カラー出力



仕様

品番	KRYO560-16
内容積	16ℓ
収納数	2mlチューブ×726本(最大) 250ml/500ml血液バッグ×11枚(最大)
外寸(チャンバ)	W650xD420xH450mm
外寸(コントローラ)	W220xD350xH145mm
チャンバ内寸	W230xD230xH350mm
温度制御範囲	+30℃~-180℃
冷却速度	-0.01℃~-50℃/分
加温速度	0.01℃~10℃/分
電源	100V 600VA
重量	約26kg
構成付属品	収納チャンバ/内蔵プリンタ付きコントローラ/加圧用ヒートポンプ(LNP4)/ ヒートポンプスタンド/ヒートポンプスイッチ/LN2容器(LAB30)/ LN2容器移動用台車/LN2スケール/電源安定用トランス

輸入販売元



朝日ライフサイエンス株式会社

本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL(04)2951-7166 FAX(04)2951-7170

西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10
TEL(06)6942-9333 FAX(06)6943-9300

福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-7-14
サンビュ-空港ビル 10 号

TEL(092)418-1356 FAX(092)418-1309
技術サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL(04)2951-7177 FAX(04)2951-7179

販売店

仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。